EN

This product is used in combination with NSK Varios Combi Pro2.
Please read the Varios Combi Pro2 operation manual for operating instructions and care and maintenance guidelines.
Keep this operation manual within easy reach of users for future reference.

⚠ PRECAUTIONS

- Never direct the powder jet directly on to the cementum, on the roots of teeth, decalcified enamel, filling materials, margins of prosthetic appliances and filling materials, crowns, etc.
- For details on product combinations, refer to “4.2.1 Selecting powder mode” in Varios Combi Pro2 operation manual.

1. Package contents

Part Name	Quantity
Powder handpiece (for prophy use)	1
Chamber (for prophy use)	1
Handpiece hose (for prophy use)	1
FLASH pearl (Bottle)	1
O-ring set (for handpiece side connector of the powder handpiece hose)	1 set
O-ring set (for chamber side connector of the powder handpiece hose and chamber)	1 set
O-ring set (for nozzle)	1 set

2. Spare parts and option list

Refer to the Varios Combi Pro2 operation manual.

Prophy Kit2

DE

Dieses Produkt wird in Kombination mit NSK Varios Combi Pro2 verwendet.
Bitte lesen Sie die Varios Combi Pro2 Bedienungsanleitung für Anweisungen zur Bedienung, Handhabung und Wartung durch.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung als künftige Referenz in greifbarer Reichweite der Benutzer auf.

⚠ VORSICHTSMAßNAHMEN

- Den Pulverstrahl niemals direkt auf den Zement, auf Zahnwurzeln, demineralisierten Zahnschmelz, Füllungsmaterialien, Ränder von prothetischen Versorgungen und Füllungsmaterialien, Kronen usw, richten.
- Einzelheiten zu Produktkombinationen finden Sie unter „4.2.1 Auswahl des Pulver-Modus“ in der Bedienungsanleitung des Varios Combi Pro2.

1. Lieferumfang

Bezeichnung des Teils	Anzahl
Pulverhandstück (für Prophy-Anwendungen)	1
Kammer (für Prophy-Anwendungen)	1
Handstückschlauch (für Prophy-Anwendungen)	1
FLASH pearl (Flasche)	1
O-Ring-Satz (für handstückseitigen Anschluss des Pulverhandstückschlauchs)	1 Satz
O-Ring-Satz (für kammerseitigen Anschluss von Pulverhandstückschlauch und Kammer)	1 Satz
O-Ring-Satz (für Düse)	1 Satz

2. Liste der Ersatz- und optionalen Zubehörteile

Siehe die Varios Combi Pro2 Bedienungsanleitung.

Prophy Kit2

FR

Ce produit est utilisé en association avec le NSK Varios Combi Pro2.
Veuillez lire le manuel d'utilisation du Varios Combi Pro2 pour les instructions d'utilisation et les recommandations d'entretien et de maintenance.
Conservez ce manuel d'utilisation à portée de main des utilisateurs pour toute référence ultérieure.

⚠ PRÉCAUTIONS

- Ne jamais diriger le jet de poudre directement sur le cément, les racines des dents, l'émail décalcifié, les matériaux d'obturation, les bords des prothèses et des matériaux d'obturation, les couronnes, etc.
- Pour plus de détails sur les combinaisons de produits, consultez « 4.2.1 Sélection du mode poudre » dans le manuel d'utilisation de Varios Combi Pro2.

1. Contenu de l'emballage

Nom de la pièce	Quantité
Pièce à main à poudre (pour utilisation prophylactique)	1
Chambre (pour utilisation prophylactique)	1
Tuyau de la pièce à main (pour utilisation prophylactique)	1
FLASH pearl (Bouteille)	1
Jeu de joints toriques (pour le raccord côté pièce à main du tuyau de la pièce à main à poudre)	1 ensemble
Jeu de joints toriques (pour le raccord côté chambre du tuyau de la pièce à main à poudre et de la chambre)	1 ensemble
Jeu de joints toriques (pour l'embout)	1 ensemble

2. Liste des pièces détachées et des options

Référez-vous au manuel d'utilisation du Varios Combi Pro2.

Prophy Kit2

ES

Este producto se utiliza junto con NSK Varios Combi Pro2.
Lea el manual de usuario del Varios Combi Pro2 para obtener instrucciones de funcionamiento y directrices de cuidado y mantenimiento.
Mantenga este manual de usuario al alcance de los usuarios para futuras consultas.

⚠ PRECAUCIONES

- Nunca dirija el chorro de polvo directamente sobre el cemento, las raíces de los dientes, esmalte descalcificado, materiales de obturación, márgenes de prótesis dentales y materiales de obturación, coronas, etc.
- Para más detalles sobre las combinaciones de productos, consulte «4.2.1 Selección del modo Powder» en el manual de instrucciones de Varios Combi Pro2.

1. Contenido del embalaje

Nombre de la pieza	Cantidad
Pieza de mano de pulido por aire (para uso de Prophy)	1
Depósito (para uso de Prophy)	1
Manguera de la pieza de mano (para uso de Prophy)	1
FLASH pearl (recipiente)	1
Juego de juntas tóricas (para el conector de la manguera del lado de la pieza de mano de pulido por aire)	1 juego
Juego de juntas tóricas (para el conector del lado del depósito de la manguera de la pieza de mano de pulido por aire y el depósito)	1 juego
Juego de juntas tóricas (para boquilla)	1 juego

2. Lista de piezas de recambio y opciones

Consulte el manual de usuario del Varios Combi Pro2.

Prophy Kit2

IT

Questo prodotto viene utilizzato insieme a NSK Varios Combi Pro2.
Leggere attentamente il manuale d'uso di Varios Combi Pro2 per le istruzioni per l'uso e le direttive per la cura e la manutenzione.
Conservare questo manuale d'uso a portata degli utenti per riferimenti futuri.

⚠ PRECAUZIONI

- Non dirigere mai il getto di polvere direttamente su cemento, radici dei denti, smalto decalcificato, materiali da otturazione, bordi di protesi dentarie e materiali da otturazione, corone, ecc.
- Per i dettagli sulle combinazioni di prodotti, fare riferimento a “4.2.1 Selezione della modalità Powder” nel manuale d’uso di Varios Combi Pro2.

1. Contenuto della confezione

Nome del componente	Quantità
Manipolo Powder (per uso Prophy)	1
Serbatoio (per uso Prophy)	1
Tubo del manipolo (per uso Prophy)	1
FLASH pearl (bottiglia)	1
Set di O-ring (per il connettore lato manipolo del tubo del manipolo Powder)	1 set
Set di O-ring (per il connettore lato camera del tubo del manipolo Powder e del serbatoio)	1 set
Set di O-ring (per puntale)	1 set

2. Elenco delle parti di ricambio e delle opzioni

Fare riferimento al manuale d'uso di Varios Combi Pro2.

Prophy Kit2

PT

Este produto é utilizado em conjunto com o NSK Varios Combi Pro2.
Leia o manual de instruções do Varios Combi Pro2 para obter instruções de funcionamento e indicações de cuidados e manutenção.
Mantenha este manual de instruções ao alcance dos utilizadores para referência futura.

⚠ PRECAUÇÕES

- Nunca direcione o jato de pó diretamente sobre o cemento, as raízes dos dentes, o esmalte descalcificado, os materiais de obturação, as margens dos aparelhos protéticos e dos materiais de obturação, as coroas, etc.
- Para mais informações sobre combinações de produtos, consulte “4.2.1 Selecionar o modo de pó” no manual de instruções do Varios Combi Pro2.

1. Conteúdo da embalagem

Nome da peça	Quantidade
Peça de mão de pó (para utilização Prophy)	1
Câmara (para utilização Prophy)	1
Mangueira da peça de mão (para utilização Prophy)	1
FLASH pearl (garrafa)	1
Conjunto de O-ring (para o conector lateral da peça de mão do cabo da peça de mão de pó)	1 conjunto
Conjunto de O-ring (para o conector lateral da câmara da mangueira da peça de mão de pó e câmara)	1 conjunto
Conjunto de O-ring (para o bocal)	1 conjunto

2. Lista de peças sobresselentes e opções

Consulte o manual de instruções de Varios Combi Pro2.