EN For proper use with the combined items, refer to the following operation manuals:
DE Zur ordnungsgemäßen Verwendung der kombinierten Geräte lesen Sie bitte folgende Bedienungsanleitungen:
FR Pour une utilisation appropriée des éléments combinés, consultez les modes d'emploi suivants:
ES Para utilizar correctamente los elementos combinados, consulte los siguientes manuales de usuario:
IT Per un uso corretto con gli articoli combinati, fare riferimento ai seguenti manuali d'uso:
PT Para a utilização correta com os itens combinados, consulte os seguintes manuais de instruções:

Operation Manual Title	Operation Manual No.
Title / Titel / Titre / Título / Titolo / Título	No. / Nr. / Nº / N.º / N. / N.º
Varios 170 OPERATION MANUAL	OM-E0840E
Varios 370 OPERATION MANUAL	OM-E0506E
Varios 970 OPERATION MANUAL	OM-E0847E
Varios Combi Pro OPERATION MANUAL	OM-E0841E
Varios Combi Pro2 OPERATION MANUAL EN/DE/FR	OM-DE1002MA
Varios Combi Pro2 OPERATION MANUAL ES/IT/PT	OM-DE1313MA
VIVA ace Basic Set OPERATION MANUAL	OM-E0798E
VIVA ace Scaler Kit OPERATION MANUAL	OM-E0800E
VarioSurg 3 OPERATION MANUAL	OM-DE1032MA
VarioSurg 3 Handpiece REPROCESSING MANUAL	OM-DE1047MA
Ultrasonic Bone Surgery System VarioSurg 3	OM-E0661E
VarioSurg 4 OPERATION MANUAL	OM-DE1131MA
VarioSurg 4 Handpiece REPROCESSING MANUAL	OM-DE1136MA
Ultrasonic Bone Surgery System VarioSurg 4	OM-DE1165EN
Varios Handpiece OPERATION MANUAL	OM-DE0981MA
POWER GUIDE	R0000011
Varios Tip Card	R0000012
POWER GUIDE	R0000043
Varios Tip Card	R0000044

Applicable product for Varios Tip / VarioSurg Tip

EN Applicable product
Products that can be used in combination with the device.
DE Anwendbares Produkt
Produkte, die in Kombination mit dem Gerät eingesetzt werden können.
FR Produits concernés
Les produits qui peuvent être utilisés en combinaison avec l'appareil.
ES Producto aplicable
Productos que pueden utilizarse en combinación con el dispositivo.
IT Prodotto applicabile
Prodotti che possono essere utilizzati in combinazione con il dispositivo.
PT Produto aplicável
Produtos que podem ser utilizados em combinação com este dispositivo.

Product Name/Produktname/Nom du produit/Nombre del producto/ Nome del prodotto/Nome do Produto		
Varios 170	VIVA ace	VA2-HP
Varios 370	VarioSurg 3	VA2-LUX-HP
Varios 970	VarioSurg 4	VA2-LUX-HP Ti
Varios Combi Pro	VS3-LED-HPSC	
Varios Combi Pro2	VS4-LED-HPSC	

Applicable system and handpiece/Anwendbares System und Handstück/Système et pièce à main compatibles/Sistema y pieza de mano aplicables/Sistemi e manipoli applicabili/Sistema e peça de mão aplicável

	VA-HP	VA-LUX-HP	VA2-HP	VA2-LUX-HP	VA2-LUX-HP Ti
Varios 170	-	-	✔	✔	-
Varios 370	-	-	✔	✔	-
Varios 570	-	-	✔	✔	-
Varios 970	-	-	✔	✔	-
Varios 150	✔	✔	-	-	-
Varios 350	✔	✔	-	-	-
Varios 560	✔	✔	-	-	-
Varios 750	✔	✔	-	-	-
Varios Combi Pro	-	-	-	✔	-
Varios Combi Pro2	-	-	-	✔	✔
VIVA ace	-	-	-	✔	-

	VS3-LED-HPSC	VS4-LED-HPSC
VarioSurg 3	✔	-
VarioSurg 4	-	✔